

axiom[®] x3S

SINUS - **S**OFT BONE - **S**OCKET




 ImplantyPolska[®]


ANTHOGYR 
A Straumann Group Brand

axiom[®]


POTĘGA **PRZEJRZYSTOŚCI**.
SIŁA DOŚWIADCZENIA.



1 KOMPAKTOWA
kasetta
chirurgiczna



1 WSPÓLNA
platforma
protetyczna



1 SZCZELNE ⁽¹⁾
połączenie stożkowe,
które gwarantuje
stabilizację w kości

Pełna **INTEGRACJA** z cyfrowym workflow

(1) Esposito et al.. Ten-year post loading outcomes of subcrestally placed implant with internal conical connections at 0.5 mm versus 1.5 mm depth: a multicentre within-person randomised controlled trial. Clinical Oral Implants research. 2026; 0:1-17.


FOLLOW US.    

www.implantypolska.pl
 ImplantyPolska[®]

www.anthogyr.com
ANTHOGYR 
A Straumann Group Brand

axiom[®] x3S

SWITCH TO **S-MODE**



Pewne zakotwienie.
Doskonała stabilizacja pierwotna.

 ImplantyPolska[®]

ANTHOGYR 
A Straumann Group Brand

Gdy warunki są wymagające,
a zakotwienie staje się wyzwaniem...



SWITCH TO
S-MODE

axiom[®] X3S

SWITCH TO **S-MODE**

**Lepsza stabilizacja
w trudnych warunkach
klinicznych.**

ZOPTYMALIZOWANY DLA STABILIZACJI PIERWOTNEJ

Zaprojektowany, aby udoskonalić
zakotwienie implantu i umożliwić
obciążenie natychmiastowe,
nawet w kości o niskiej gęstości.


- Szeroki gwint zwiększający
zakotwienie boczne.
- Trzy aktywne rowki tnące
zapewniające stabilizację w części
wierzchołkowej, szczególnie przy
natychmiastowej implantacji.

Prosta szyjka
Zakotwienie
w kości korowej

Szeroki gwint
Zakotwienie boczne

Zwężany kształt
Stopniowe
pograżanie w kości

Zaokrąglony
wierzchołek
Ochrona błony zatoki
szczękowej




3 dwufunkcyjne rowki tnące
Kontrolowane wprowadzanie
implantu

Aktywne krawędzie tnące ①
Zakotwienie w części
wierzchołkowej

Zachowanie i kondensacja ②
kości
Stopniowa stabilizacja


Cienki wierzchołek
Łatwiejsze wprowadzenie
w wąskich wyrostkach



STOPNIOWE POGRAŻANIE W KOŚCI.

Konstrukcja opracowana tak,
aby zapewniać optymalną
stabilizację pierwotną.

- Stożkowy kształt wspomagający
zagęszczanie kości.
- Bezpieczne rowki tnące
zapewniające stopniową
stabilizację.



Zachowanie miękiej
kości przy wykorzystaniu
implantu Axiom[®] X3S.

Zaprojektowane specjalnie
z myślą o zabiegach sinus lift.


- Prosta szyjka zapewnia zakotwienie
w kości korowej, nawet w przypadkach
ograniczonej wysokości kości.
- Zaokrąglony wierzchołek chroniący błonę
dna zatoki szczękowej.

axiom[®]


**1 SYSTEM, 2 KSZTAŁTY
DO WSZYSTKICH
PRZYPADKÓW
KLINICZNYCH.**

axiom[®] X3
OWN THE LINE

X3S



X3



**Pewność
w codziennej pracy**

BONE IS GOLD.

- KSZTAŁT ZAPROJEKTOWANY
Z MYŚLĄ O OPTYMALNYM
ZAKOTWIENIU
- MOŻLIWOŚĆ
PRZEKIEROWANIA
W TRAKCIE ZABIEGU
- OCHRONA KOŚCI ⁽²⁾

(2) Preiss, Laura et al. "Bone mechanical behavior around dental
implants: Densification and deformation follow-up by in-situ
computed tomography." *Journal of the mechanical behavior
of biomedical materials* vol. 167 (2025): 106966. doi:10.1016/j.
jmbbm.2025.106966.

ANTHOGRYR 
A Straumann Group Brand

 ImplantyPolska[®]

**PERFEKCYJNE DO ZABIEGÓW
PRZY ZATOCE SZCZĘKOWEJ**

