


INTEGRAL

Guided surgery




Katalog
Pełna nawigacja

 ImplantyPolska®

 Anthogyr
A Straumann Group Brand

INTEGRAL Guided surgery


W PEŁNI NAWIGOWANY ZESTAW CHIRURGICZNY DO NIEMAL WSZYSTKICH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW AXIOM® MULTI LEVEL®.



- Elastyczność
- Ergonomia i wydajność
- Precyzja
- Swoboda


axiom®
MULTILEVEL

Czytelna kaseta z kolorystycznym oznaczeniem elementów



Szeroki wybór kaset do wszystkich przypadków klinicznych

**Ø 3.6
4.2** INTEGRAL Guided surgery kit, Ø 3.6 and 4.2



- Większość przypadków klinicznych ♥
- Zoptymalizowana kaseeta do zastosowania w 85% przypadków zabiegowych

Axiom® BL


- Ø 3.4 mm
- Ø 4.0 mm

Axiom® TL

- Ø 3.4 mm, N platform
- Ø 4.0 mm, N Platform

Ref. MODGS3642

Ø3.6 INTEGRAL Guided surgery kit, Ø 3.6



- Wąskie przestrzenie mezjodystalne


Axiom® BL

- Ø 3.4 mm


Ref. MODGS36

INTEGRAL NAWIGACJA DO IMPLANTÓW AXIOM® MULTI LEVEL®

- Axiom® Bone Level I Tissue Level
- X3, REG i PX
- Średnice od Ø3.4 mm do Ø4.6 mm
- Długości od 6.5 mm do 14 mm



Ø4.2 INTEGRAL Guided surgery kit, Ø 4.2



- Średnie przestrzenie mezjodystalne

Axiom® BL


- Ø 3.4 mm
- Ø 4.0 mm

Axiom® TL

- Ø 3.4 mm, N platform
- Ø 4.0 mm, N Platform

Ref. MODGS42

Ø5.0 INTEGRAL Guided surgery kit, Ø 5.0



- Szerokie przestrzenie mezjodystalne

Axiom® BL

- Ø 3.4 mm
- Ø 4.0 mm
- Ø 4.6 mm


Axiom® TL

- Ø 3.4 mm, R and N platforms
- Ø 4.0 mm, R and N platforms
- Ø 4.6 mm, R platform

Ref. MODGS50

3 ŚREDNICE TULEI DO WIERTEŁ
DO WSZYSTKICH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

INTEGRAL GUIDE - TULEJE			
ŚREDNICA	Ø 3.6 mm	Ø 4.2 mm	Ø 5.0 mm
Rodzaje *	 OPGS36 OPGS36-4 (X4) OPGS36-10 (X10)	 OPGS42 OPGS42-4 (X4) OPGS42-10 (X10)	 OPGS50 OPGS50-4 (X4) OPGS50-10 (X10)



INTEGRAL GUIDE - ELEMENTY			
PANCZE DO TKANKI MIĘKKIEJ	Do tulei Ø 3.6 mm	Do tulei Ø 4.2 mm	Do tulei Ø 5.0 mm
Pancze do tkanki miękkiej	Ø 3.4 mm GTP34G36S	 GTP34G42S	 GTP34G50S
	Ø 4.0 mm -	 GTP40G42S	 GTP40G50S
	Ø 4.6 mm -	-	 GTP46G50S
WIERTŁA KOSTNE	Do tulei Ø 3.6 mm	Do tulei Ø 4.2 mm	Do tulei Ø 5.0 mm
Wiertła do kształtowania łoża kostnego	 GBAG36S	 GBAG42S	 GBAG50S
Wiertła do kości korykalnej Ø 2.4 mm*	krótkie GCBG36S	 GCBG42S	 GCBG50S
	długie GCBG36L	 GCBG42L	 GCBG50L
WIERTŁA PUNKTUJĄCE	Do tulei Ø 3.6 mm	Do tulei Ø 4.2 mm	Do tulei Ø 5.0 mm
Wiertła punktujące	krótkie GPDG36S	 GPDG42S	 GPDG50S
	długie GPDG36L	 GPDG42L	 GPDG50L
WIERTŁA PILOTUJĄCE	Do tulei Ø 3.6 mm	Do tulei Ø 4.2 mm	Do tulei Ø 5.0 mm
Wiertła pilotujące Ø 2.0 mm	Długość 4.5 mm GFI20L4G36	 GFI20L4G42	 GFI20L4G50
	Długość 6.5 mm GFI20L6G36	 GFI20L6G42	 GFI20L6G50
	Długość 8 mm GFI20L8G36	 GFI20L8G42	 GFI20L8G50
	Długość 10 mm GFI20L10G36	 GFI20L10G42	 GFI20L10G50
	Długość 12 mm GFI20L12G36	 GFI20L12G42	 GFI20L12G50
	Długość 14 mm GFI20L14G36	 GFI20L14G42	 GFI20L14G50

WIERTŁA POSZERZAJĄCE		Do tulei Ø 3.6 mm	Do tulei Ø 4.2 mm	Do tulei Ø 5.0 mm
Wiertła poszerzające Ø 2.0/2.4 mm 	Długość 6.5 mm	 GFE24L6G36	 GFE24L6G42	 GFE24L6G50
	Długość 8 mm	 GFE24L8G36	 GFE24L8G42	 GFE24L8G50
	Długość 10 mm	 GFE24L10G36	 GFE24L10G42	 GFE24L10G50
	Długość 12 mm	 GFE24L12G36	 GFE24L12G42	 GFE24L12G50
	Długość 4 mm	 GFE24L14G36	 GFE24L14G42	 GFE24L14G50
Wiertła poszerzające Ø 2.4/3.0 mm 	Długość 6.5 mm	 GFE30L6G36	 GFE30L6G42	 GFE30L6G50
	Długość 8 mm	 GFE30L8G36	 GFE30L8G42	 GFE30L8G50
	Długość 10 mm	 GFE30L10G36	 GFE30L10G42	 GFE30L10G50
	Długość 12 mm	 GFE30L12G36	 GFE30L12G42	 GFE30L12G50
	Długość 14 mm	 GFE30L14G36	 GFE30L14G42	 GFE30L14G50
Wiertła poszerzające Ø 3.0/3.6 mm 	Długość 6.5 mm	-	 GFE36L6G42	 GFE36L6G50
	Długość 8 mm	-	 GFE36L8G42	 GFE36L8G50
	Długość 10 mm	-	 GFE36L10G42	 GFE36L10G50
	Długość 12 mm	-	 GFE36L12G42	 GFE36L12G50
	Długość 14 mm	-	 GFE36L14G42	 GFE36L14G50

WIERTŁA POSZERZAJĄCE		Do tulei Ø 3.6 mm	Do tulei Ø 4.2 mm	Do tulei Ø 5.0 mm
Wiertła poszerzające Ø 3.6/4.2 mm 	Długość 6.5 mm	-	-	 GFE42L6G50
	Długość 8 mm	-	-	 GFE42L8G50
	Długość 10 mm	-	-	 GFE42L10G50
	Długość 12 mm	-	-	 GFE42L12G50
	Długość 14 mm	-	-	 GFE42L14G50

GWINTOWNICE		Do tulei Ø 3.6 mm	Do tulei Ø 4.2 mm	Do tulei Ø 5.0 mm
Gwintownice Ø 3.4 mm 	Krótkie	 GTA34G36S	 GTA34G42S	 GTA34G50S
	Długie	 GTA34G36L	 GTA34G42L	 GTA34G50L
Gwintownice Ø 4.0 mm 	Krótkie	-	 GTA40G42S	 GTA40G50S
	Długie	-	 GTA40G42L	 GTA40G50L
Gwintownice Ø 4.6 mm 	Krótkie	-	-	 GTA46G50S
	Długie	-	-	 GTA46G50L

PRZENOŚNIKI DO IMPLANTU		Do tulei Ø 3.6 mm	Do tulei Ø 4.2 mm	Do tulei Ø 5.0 mm
Przenośniki do implantu BL	Krótkie	 GMVG36S	 GMVG42S	 GMVG50S
	Długie	 GMVG36L	 GMVG42L	 GMVG50L
Przenośniki do implantu TL	Krótkie	-	 GTIMG42S	 GTIMG50S
	Długie	-	 GTIMG42L	 GTIMG50L
Przenośniki do implantu BL	Krótkie	 GCVG36S	 GCVG42S	 GCVG50S
	Długie	 GCVG36L	 GCVG42L	 GCVG50L
Przenośniki do implantu TL	Krótkie	-	 GTIWG42S	 GTIWG50S
	Długie	-	 GTIWG42L	 GTIWG50L

STABILIZACJA SZABLONU CHIRURGICZNEGO	Ref.
Pin mocujący	 OPFP20
Tuleje do pinów mocujących *	 OPFPSL20-3 (X3) OPFPSL20-5 (X5)
Wiertło do pinu mocującego	 OPFPD20
DODATKOWE ELEMENTY	Ref.
Ręczny klucz heksagonalny	 OPCS100
Raczeta	 INCC
PUSTE KASETY	Ref.
Pusta kasea Ø 3.6 i Ø 4.2	MODGS3642V
Pusta kasea Ø 3.6	MODGS36V
Pusta kasea Ø 4.2	MODGS42V
Pusta kasea Ø 5.0	MODGS50V

* Nie zawarte w kasetach INTEGRAL Guided Surgery



Vivamedia Sp. z o.o.
Aleja Zwycięstwa 48, 80-210 Gdańsk
tel. 58 358 85 06
info@ImplantyPolska.pl
www.ImplantyPolska.pl

C223_EN - 2022-06

Foto: Anthogyr, Getty images

Wszystkie prawa zastrzeżone - Produkty mogą się różnić od załączonych zdjęć.

www.anthogyr.com

Follow us!

