

Ochrona tkanek  
w zgodzie z estetyką.

ImplantyPolska®

ANTHOGYR  
A Straumann Group Brand

Dr. François Vigouroux

C236\_EN - 2025-01


Photo credits: Anthogyr, Adobe Stock, Dr. François Vigouroux. All rights reserved. Product appearance may differ from the image shown.

## PEŁNE PROTETYCZNE WORKFLOW.



ODKRYJ  
X-BASE®

**NOWOŚĆ!**  
x.base®




### Pełna synergia protetyczna: Healfit® SH i X-Base®

- Dbałość o profil wyłaniania celem stworzenia idealnych warunków funkcjonalnych i estetycznych.
- Parowanie profilu wyłaniania pomiędzy Healfit® SH i X-Base®.
- Idealne przygotowanie do protokołów protetycznych.



POBIERZ  
BIBLIOTEKI.



FOLLOW US.

[www.implantypolska.pl](http://www.implantypolska.pl)

ImplantyPolska®

[www.anthogyr.com](http://www.anthogyr.com)

ANTHOGYR  
A Straumann Group Brand

# healfit® SH



Cyfrowy  
Gamechanger.


ImplantyPolska®

ANTHOGYR  
A Straumann Group Brand

# healfit® SH

Healfit® SH to anatomiczne śruby gojące o biomimetycznym kształcie, nadające się do bezpośredniego skanowania, zapewniające pełne workflow cyfrowe.

Zaprojektowane z myślą o zachowaniu naturalnej harmonii odbudowy zęba na implancie z uwzględnieniem ochrony tkanki miękkiej. To doskonałe rozwiązanie do natychmiastowych protokołów.




# healfit<sup>®</sup> SH

## BIOMIMETYCZNY KSZTAŁT.

- 5 unikatowych kształtów\*, zainspirowanych badaniami naukowymi w oparciu o setki przypadków, gotowych zaopatrzyć wszystkie obszary.

- Przeznaczone do pojedynczych rekonstrukcji na implantach Axiom<sup>®</sup> BL i TL, dostępne w różnych wysokościach nad i podziąsłowych.



\*Kształty A, B, C, D i E.

# Ochrona tkanek w zgodzie z estetyką.



3 w 1



POBIERZ  
BIBLIOTEKI.

### GOJENIE.

- Utrzymuje odpowiednią objętość tkanek miękkich w zębodole po ekstrakcji i natychmiastowej implantacji.

### PROFILOWANIE.


- Pomaga odtworzyć kształt śluzówki dzięki anatomicznemu kształtowi zgodnie z naturą.

### SKANOWANIE LUB WYCISK.

- Pozwala na bezpośrednie zeskanowanie lub pobranie tradycyjnego wycisku bez dodatkowych komponentów.

### ZACHOWANIE CIĄGŁOŚCI PRACY PROTETYCZNEJ.


- Stały profil wyłaniania kompatybilny z bazami X-Base<sup>®</sup>.



## CYFROWA WYDAJNOŚĆ.

### Usprawniona praca.

- 3 w 1: gojenie, przygotowanie tkanki miękkiej i pobranie wycisku.
- Kształt ostatecznej odbudowy protetycznej niezwykle zbliżony do oryginalnego anatomicznego profilu, optymalizujący protokoły protetyczne.
- Mniej komponentów, mniej wizyt, skrócony czas rehabilitacji.



## ESTETYCZNE I FUNKCJONALNE KORZYŚCI DLA PACJENTÓW.

- Dyskrecja w jamie ustnej dzięki naturalnemu kolorowi śrub.
- Przygotowanie kształtu tkanki jak najbardziej przypominającego kształt pierwotny.
- Ochrona tkanek miękkich zapobiegająca konieczności wykonywania inwazyjnych zabiegów regeneracyjnych.

ImplantyPolska<sup>®</sup>

ANTHOGRYR  
A Straumann Group Brand