

NAJLEPSZY PARTNER DLA LABORATORIÓW.

- Ciesz się intuicyjnymi bibliotekami i korzystaj z naszego wsparcia technicznego.
- Pamiętaj, aby korzystać tylko z oryginalnych części celem osiągnięcia najwyższej jakości i bezpieczeństwa.



NEW LIBRARIES
STAY TUNED!

BĄDŹ GOTOWY NA HEALFIT®

- Indywidualne, skanowane śruby gojące pozwalające na skrócenie procedury leczenia.



Photo credits: Anthogyr, Adobe Stock. All rights reserved, actual products may vary.

⁽¹⁾ Staubli N, Walter C, Schmidt JC, et al. Excess cement and the risk of peri-implant disease - a systematic review. Clin Oral Implants Res 2017;28(10):1278–90. doi:10.1111/clr.12954 [published Online First: 19 September 2016].

FOLLOW US.

www.implantypolska.pl

ImplantyPolska®

www.anthogyr.com

ANTHOGYR®
A Straumann Group Brand

ImplantyPolska®

ANTHOGYR®
A Straumann Group Brand

*W trakcie opatentowania.

x.base®



Protetyczne
Innowacje.

ImplantyPolska®

ANTHOGYR®
A Straumann Group Brand

x.base®

Inspired by Nasa.

X-Base® to innowacyjne bazy tytanowe do przykręcanych prac protetycznych na implantach Axiom®.

Zaadaptowaliśmy laserową technologię NASA dla baz tytanowych, oryginalnie zaprojektowaną do tworzenia strukturalnej siatki na powierzchni celem uzyskania optymalnej adhezji panelu słonecznego na tytanowym satelicie działającym w ekstremalnych warunkach w kosmosie.

Nasza opatentowana* obróbka powierzchni LaserGrip® zapewnia wzmocnioną adhezję korony i kosmiczną wydajność osiąganą na kuli ziemskiej!



x.base®

A DIGITAL UNIVERSE.

Wejdź w nową erę transformacji cyfrowej, w której wszystko staje się prostsze z nieograniczonymi możliwościami stworzonymi do osiągnięcia maksymalnej integracji procesów cyfrowych na każdym kroku. Wszystko zostało zaprojektowane celem osiągnięcia przewidywalnych efektów implantoprotetycznych.




Protetyczne innowacje.

ODPOWIEDŹ NA OCZEKIWANIA LABORATORIÓW.

X-Base® to połączenie ekspertyzy, innowacji i dbałości o każdy detal celem zapewniania bezproblemowego, skutecznego rozwiązania dla laboratoriów protetycznych, przewidywalnego na każdym kroku.

Powierzchnia LaserGrip®


- Ułatwienie procesu wiązania.
- Bez potrzeby piaskowania części koronowej, oszczędność czasu i ochrona połączenia.
- Udowodniona przewaga wiązania nad piaskowaniem nawet do 30%^{2*}.



LaserGrip®
PATENTED ^{1*}


Skuteczny i intuicyjny indeks

- Ułatwione protokoły dopasowania koron i wiązania.
- Zarządzanie punktami kontaktu.



Detale, które robią różnicę

- Laserowe oznaczenie dla łatwiejszej identyfikacji.
- Przemysłowy wybór rozmiarów.
- Rozwiązanie przyjazne dla technika.
- Ochrona komponentów klinicznych.



^{1*} W trakcie opatentowania. ^{2*} Prawdopodobieństwo odcementowania zredukowane jest o 20% do 30%, wg wyników własnych badań przeprowadzonych przez dział badań i rozwoju Anthogyr.

^{3*} Wkrótce.

^{4*} Prace przykręcane zapewniają mniejsze prawdopodobieństwo periimplantitis niż prace cementowane.

GOTOWOŚĆ NA KAŻDE WYZWANIE.

- Szeroki wybór średnic, wysokości poddźiąstowych i naddźiąstowych.
- Proste i z przekierowaniem.
- Ostateczne prace na cyrkonie.
- Tymczasowe prace z PMMA.



- Przepływ danych ze skanera wewnątrzustnego.
- Czytelne i proste biblioteki.
- Kompatybilność z najbardziej popularnymi programami CAD-CAM i frezarkami.


ImplantyPolska®

ANTHOGYR
A Straumann Group Brand

ZASTOSOWANIE KLINICZNE.


Rozwiązanie **X-Base®** do **Axiom®** to również dbałość o tkanki miękkie, estetykę i komfort pacjenta.

- Stały profil wyłaniania pomiędzy **X-Base®**, a śrubami gojącymi, w tym indywidualnymi - **Healfit®** ^{3*}.
- Ochrona biologiczna ^{4*}.



Przekierowanie kanału śruby

- Opatentowany kształt kanału.
- Przekierowanie do 25° dla wszystkich wysokości profilu wyłaniania.
- Pojedynczy klucz kulkowy.



Dedykowany przenośnik kątowy do śrub

- Ułatwione przenoszenie śruby.

